



Apparatur zur Drahtextension mit nichtrostendem Draht

nach Dr. Beck (Centr. f. Chir. 1924, Nr. 28) D. R. G. M. 877038



Leichtes Einführen des angebohrten Drahtes (D. R. G. M. 877039) • Sicheres Festhalten des nur 1,5 mm starken Drahtes in gefrästen Klemmbacken • Kein merkliches Durchbiegen des gespannten Drahtes bei 20 kg Belastung

Schmerzlose Dauerextension!

Kein Materialverbrauch!

Einfachste Handhabung!

Sofort lieferbar!

Preis komplett mit Bohrer und Reservedrähten:

Großes Modell 54.— Goldmark • Kleines Modell 48.— Goldmark